

Tıbbi Gaz	Oksijen	Azotprotoksit	Kuru Hava
Tüp Rengi	 MAVİ-BEYAZ ŞERİTLİ	 GRI - MAVİ ŞERİT	 SİYAH
Kullanım Alanı	Hasta Odaları, Ameliyathane, Yoğun Bakımlar, Acil,	Ameliyathane	Ameliyathane- Yoğun Bakım Ventilatörde

Tüp Dolu-Boş Kontrolü



< 0,5 bar risk altında (monometrede sarı alan)
1 - 2 bar dolu tüp (monometrede yeşil alan)

Dikkat Edilmesi Gerekenler



YANICI VEYA YAKICI GAZ
İÇEREN TÜPLERİ ATEŞTEN
UZAK TUTUN



TÜPLERİ ÖRS OLARAK
KULLANMAYIN



TÜPLERİ VE VANALARINI
SAKIN YAĞLAMAYIN



VANALARI KAPAKSIZ TÜP
TEHLİKE YARATIR



VANALARI ZORLAMADAN AÇIP
KAPATIN. VANALARI SÖKMEYİN



TÜPÜ VANASINDAN VEYA
KAPAKSINDAN KALDIRMAYIN



TÜPTEN TÜPE GAZ DOLUMU
YAPMAYIN



TÜPLERİ YATIRARAK
KULLANMAYIN.